

БЫСТРЫЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ГЕМОСТАЗ HEMA LIMIT

Превосходный гемостатик для нейрохирургии из 100% природной окисленной целлюлозы

- Обеспечивает гемостатический эффект немедленно
- Полный гемостаз достигается в течение 2-3х минут
- Имеет бактерицидный и бактериостатический эффект
- Гипоаллергенный
- Полностью абсорбируется из места аппликации через 12 - 72 часов
- Полностью выводится из организма в течение 7 - 21 дней, не накапливается в тканях и клетках
- Ускоряет процесс эпителизации, стимулирует регенерацию тканей
- Полностью безопасный, не образует рубцов и гранулем
- Допускает нанесение на ТМО и корешки спинного мозга

Применение в нейрохирургии при кровотечениях из:

- **глубоких мозговых ран после удаления внутримозговых опухолей и гематом**
- **синусов ТМО**
- **эпидуральных вен спинного мозга**
- **мышечной ткани при осуществлении доступа**
- **при выполнении кротидной эндалтерэктомии и др.**

Форма выпуска, типоразмеры

Порошковая форма:

Пластиковая емкость с 3 и 5 граммами активного вещества



Тканевые пластинки:

50*50мм, 50*70мм, 50*100мм, 50*350мм
100*100мм, 100*200мм



Производство компании
Amed Therapeutics (Ирландия)

Генеральный дистрибьютор в России
ООО «Малти-Системс Текнолоджи»



119435, Москва, ул. М. Пироговская,
д.18, стр. 1, офис 101, 102, 203
Тел.: +7 (495) 737 81 26
www.mst.ru info@mst.ru