

SOMATEX[®]
Medical Technologies GmbH



SOMATEX[®]
Medical Technologies GmbH

Rheinstraße 7d
D-14513 Teltow
Germany

Tel. +49 (0) 3328 30 76-0
Fax +49 (0) 3328 30 76-99
info@somatex.com
www.somatex.com

999961-08/05-V3

SPI-CUT[®]

Biopsie-Kanüle
Biopsy Needle

SPI-CUT® BIOPSIE-Kanüle Spezifikationen

Die **SPI-CUT® Biopsie-Kanüle** ist eine Einmal-Punktionsnadel, die speziell für die Punktion an der Wirbelsäule, insbesondere für die Spinal-Aspiration, entwickelt wurde. Unter Anwendung der Vakuum-gestützten Aspirationstechnik dient sie zur perkutanen Gewebeentnahme (Biopsie) verdächtiger Läsionen im Spinalbereich.

Vorteile im Überblick


- ▶ Extrem scharfer Spitzenschliff für atraumatische Penetration
- ▶ cm-Markierung
- ▶ Edelstahl höchster Festigkeit
- ▶ Ergonomischer Handgriff
- ▶ Luer-Lock-Adapter zur sicheren Aspiration
- ▶ Zweiter Verschlussdeckel
- ▶ Auswerferteil
- ▶ 10 ml Aspirationsspritze mit Vakuum-Clip

SPI-CUT® BIOPSY Needle Specifications

The **SPI-CUT®** is a disposable puncture needle for use at the spinal column, especially for spinal aspiration. When applied with vacuum aspiration technology, it serves to extract percutaneous tissue (biopsy) of suspicious lesions in the spinal area.

Advantages at a glance

- ▶ Extremely sharp tip for atraumatic penetration
- ▶ cm-markers
- ▶ Most resisting stainless steel
- ▶ Ergonomic handle
- ▶ Luer lock connector for secure marrow aspiration
- ▶ Second comfort cap
- ▶ Ejector
- ▶ 10 ml aspiration syringe with vacuum clip



Artikelnummer Order no.	Gauge Gauge	Durchmesser Diameter	Länge Length
180 820	14,0	2,0 mm	50 mm
180 830	14,0	2,0 mm	100 mm
180 840	14,0	2,0 mm	150 mm
180 845	14,0	2,0 mm	200 mm
180 850	12,5	2,5 mm	50 mm
180 860	12,5	2,5 mm	100 mm
180 870	12,5	2,5 mm	150 mm